

Anti-Coilin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P38432

Artikelnummer: CM0011882

Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Coilin (p80-coilin), validiert für WB und ELISA. Erkennt Coilin in Cajal-Körpern; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die snRNP-Biogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Coilin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CLN80; p80-coilin; Coilin
Spezies	Human
GeneID (Human)	8161
GeneID	8161
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Coilin (P38432) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P38432
Protein-Gewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel