


Anti-Col10A1 (Kollagen Alpha-1(X)-Kette) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q03692

Artikelnummer: CM0022846



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes COL10A1 (Kollagen alpha-1(X)-Kette), geeignet für WB und ELISA. Nützlich für Forschung zu Knorpelmineralisation, enchondraler Ossifikation und Knochenwachstumsstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COL10A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COL10A1; Kollagen alpha-1(X)-Kette
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	1300
GeneID	1300
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q03692
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel