

Anti-Col11A1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P12107

Artikelnummer: CM0005622

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes COL11A1, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für Forschung zur extrazellulären Matrix und Kollagenfibrillogenese. Bezogen aus CamelBios One-Stop-Versorgung für IVD-Rohstoffe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COL11A1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	STL2, COLL6, CO11A1, DFNA37, COL11A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1301
GenID	1301
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 301–400 von humanem COL11A1 (NP_001845.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P12107
Proteingewicht	167 kDa/176 kDa/181 kDa/182 kDa
Versand	Eisbeutel