

Anti-Col11A1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P12107

Artikelnummer: CM0013792

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes COL11A1, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Knorpel-extrazellulären Matrix und der Kollagenfibrillogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COL11A1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	STL2, COL6, CO11A1, DFNA37, COL11A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1301
GenID	1301
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 260-430 von humanem COL11A1 (NP_542196.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12107
Proteingewicht	181 kDa
Versand	Eisbeutel