

Anti-Col11A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P13942

Artikelnummer: CM0013643

Einführung

COL11A2 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielt auf die humane Kollagen-alpha-2(XI)-Kette (172 kDa) ab, die an der Fibrillogenese beteiligt ist. Nützlich für ECM-Forschung, Studien zu Hörverlust und die Entwicklung von diagnostischen Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	COL11A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HKE5, PARP, STL3, FBCG2, DFNA13, DFNB53, OSMEDA, OSMEDB, COL11A2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1302
Gen-ID	1302
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 210-380 von humanem COL11A2 (NP_542411.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13942
Proteingewicht	172kDa
Versand	Eisbeutel