

Anti-Col1A1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P02452

Artikelnummer: CM0025577



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes COL1A1 (Kollagen alpha-1(I)-Kette). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murines COL1A1. Rekombinantes Immunogen (aa 1359-1464). Für Forschung zur extrazellulären Matrix, Kollagen und Knochen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COL1A1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Collagen I/COL1A1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1277
GeneID	1277
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1359-1464 von humanem COL1A1 (NP_000079.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P02452
Proteingewicht	139kDa
Versand	Eisbeutel