


Anti-Col2A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P02458

Artikelnummer: CM0009194



Einführung

Validierter COL2A1 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem COL2A1; essentiell für Knorpelforschung und Studien zur Skelettentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COL2A1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	AOM; ACG2; ANFH; LCPD; SEDC; STL1; VPED; ANFH1; EDMMD; OSCDP; PLSDT; SEDSTN; SMDALG; COL11A3; SEMDSTWK
Spezies	Human
GeneID (Human)	1280
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1242-1487 des humanen COL2A1 (NP_001835.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P02458
Protein-Gewicht	30 kDa/134 kDa/142 kDa
Versand	Eistasche