


Anti-Col2A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P28481

Artikelnummer: CM0026642



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen COL2A1, spezifisch für knorpelige Gewebe. Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Skelettentwicklung und Knorpelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	COL2A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Dmm; Lpk; Col2; Del1; Col2a; Col2a-1; M100413; Rgsc413; Rgsc856
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	1280
GenID	12824
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P28481
Proteingewicht	132-142 kDa
Versand	Eisbeutel