


## Anti-Col4A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P02462

Artikelnummer: CM0018222



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes COL4A1 (Kollagen alpha-1(IV)-Kette) für WB und ELISA. Rekombinantes Immunogen, das die Aminosäuren 1445-1669 abzielt. Ideal für Studien zur Basalmembran, Angiogenese und extrazellulären Matrix. Kreuzreagiert mit human.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | COL4A1 Kaninchen pAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | BSVD, BSVD1, RATOR, PADMAL, COL4A1s, COL4A1                                                                                    |
| Spezies           | Human                                                                                                                          |
| GeneID (Human)    | 1282                                                                                                                           |
| GeneID            | 1282                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1445-1669 von humanem COL4A1 (NP_001836.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                          |
| SWISS             | P02462                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 161kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                      |