


Anti-Col4A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08572

Artikelnummer: CM0028943



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die humane Kollagen-Alpha-2(IV)-Kette (COL4A2). Validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Nützlich für Studien zu Basalmembran, Angiogenese und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COL4A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ICH; BSVD2; POREN2; COL4A2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1284
Gen-ID	1284
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1486-1712 des humanen COL4A2 (NP_001837.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08572
Protein-Gewicht	168kDa
Versand	Eisbeutel