


Anti-Col4A3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q01955

Artikelnummer: CM0021639



Einführung

COL4A3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf Kollagen alpha-3(IV)-Kette, ein wichtiges Basismembranprotein, das an der glomerulären Filtration und der Erforschung der Anti-Angiogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COL4A3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ATS2; ATS3; BFH2; COL4A3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1285
GenID	1285
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1555-1669 des humanen COL4A3 entspricht (NP_000082.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01955
Proteingewicht	162 kDa
Versand	Eisbeutel