

Anti-Col4A3Bp Polyklonaler Antikörper (Cert, Gbp, Stard11) - Q9Y5P4

Artikelnummer: CM0014668



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes COL4A3BP (CERT, GPBP, STARD11). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist das Ceramid-Transferprotein, das den nicht-vesikulären Lipidtransport vom ER zum Golgi-Apparat vermittelt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COL4A3BP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CERT; GPBP; CERTL; MRD34; STARD11; COL4A3BP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10087
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 369-598 von humanem COL4A3BP (NP_112729.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5P4
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel