


Anti-Col4A4 Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P53420

Artikelnummer: CM0022788



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen die menschliche Kollagen-alpha-4(IV)-Kette (COL4A4), geeignet für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung der Basalmembranbiologie, des Alport-Syndroms und der glomerulären Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COL4A4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BFH; ATS2; BFH1; CA44; COL4A4
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1286
GeneID	1286
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1573-1690 des menschlichen COL4A4 enthält. (NP_000083.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P53420
Proteingewicht	164 kDa
Versand	Eisbeutel