


Anti-Col4A5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P29400

Artikelnummer: CM0028969



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die humane Typ-IV-Kollagen-Alpha-5-Kette, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung der Biologie der glomerulären Basalmembran und des Alport-Syndroms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COL4A5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATS, ASLN, ATS1, CA54, COL4A5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1287
Gen-ID	1287
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1462-1691 des humanen COL4A5 (NP_203699.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P29400
Protein-Gewicht	161kDa
Versand	Eisbeutel