

Anti-Col5A1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P20908

Artikelnummer: CM0018702



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes COL5A1 (Kollagen-alpha-1(V)-Kette), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und Maus-COL5A1. Geeignet für die Erforschung der extrazellulären Matrix und Kollagenstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COL5A1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EDSC; FMDMF; EDSCL1; COL5A1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1289
GeneID	1289
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300–400 des humanen COL5A1 (NP_000084.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P20908
Proteingewicht	184 kDa
Versand	Kühlakku