

Anti-Col6A2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P12110

Artikelnummer: CM0024702



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches COL6A2 gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung der extrazellulären Matrix und Kollagen VI. SWISS: P12110.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COL6A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UCMD1; BTHLM1; PP3610; COL6A2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1292
GenID	1292
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 720-1019 von menschlichem COL6A2 (NP_001840.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P12110
Proteingewicht	109 kDa
Versand	Eisbeutel