

Anti-Col9A1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P20849

Artikelnummer: CM0029357



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches COL9A1, validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Geeignet für die Forschung an Knorpel und Glaskörper-Extrazellulärmatrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COL9A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MED; EDM6; STL4; DJ149L1.1.2; COL9A1
Spezies	Mensch
Gen-ID	1297
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-270 von menschlichem COL9A1 (NP_001842.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P20849
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel