

Anti-Colec12 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Ku26

Artikelnummer: CM0013737



Einführung

COLEC12 Kaninchen polyklonaler Antikörper, geeignet für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem COLEC12 (CLP1, SRCL). Nützlich zur Untersuchung der Funktionen von Scavenger-Rezeptoren in der Wirtsabwehr und der oxLDL-Aufnahme.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	COLEC12 Kaninchen pAb
Alias	CLP1, NSR2, SRCL, SCARA4, COLEC12
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	81035
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 60-270 von menschlichem COLEC12 (NP_569057.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q5KU26
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel