

Anti-Colgalt2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8lyk4

Artikelnummer: CM0014035

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Prokollagen-Galaktosyltransferase 2 (COLGALT2). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität für Mensch und Maus. Ideal für Studien zur Kollagen-Glykosylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COLGALT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C1orf17; GLT25D2; ColGalT 2; COLGALT2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23127
Gen-ID	23127
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 28-230 des humanen COLGALT2 (NP_055916.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8IYK4
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel