

Anti-Kollagen Alpha-1(Xvi) Kette (Col16A1) Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q07092

Artikelnummer: CM0021968

Einführung

COL16A1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliche, murine und Ratten-Kollagen alpha-1(XVI) Kette, ein sezerniertes extrazelluläres Matrixprotein, das an Zelladhäsion und Integrin-Signalgebung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COL16A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	447AA; FP1572; COL16A1
Art	Mensch
Gen-ID	1307
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1000-1100 des menschlichen COL16A1 (NP_001847.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07092
Proteingewicht	158 kDa
Versand	Eisbeutel