

Anti-Kollagen I/Col1A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02452

Artikelnummer: CM0019670



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Kollagen I/COL1A1 gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Knochen-, Sehnen- und Bindegewebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Collagen I/COL1A1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Collagen I/COL1A1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1277
Gen-ID	1277
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1120-1218 von humanem Kollagen I/COL1A1 (NP_000079.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P02452
Proteingewicht	139kDa
Versand	Eisbeutel