

Anti-Kollagen I/Col1A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P02452

Artikelnummer: CM0008402



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Kollagen I/COL1A1, geeignet für WB, IF-P, IHC-P und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an extrazellulärer Matrix und Knochenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kollagen I/COL1A1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1277
Gen-ID	1277
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02452
Proteingewicht	139kDa
Versand	Eisbeutel