

Anti-Kollagen I/Col1A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02452

Artikelnummer: CM0018116



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Kollagen I/COL1A1 gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in menschlichen, murinen und rattengewebe sowie -zellen. Geeignet für Studien zur extrazellulären Matrix, zu Knochen und Bindegewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kollagen I/COL1A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Kollagen I/COL1A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1277
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1151-1250 von menschlichem Kollagen I/COL1A1 (NP_000079.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02452
Proteingewicht	139 kDa
Versand	Eisbeutel