

Anti-Kollagen I/Col1A1 Kaninchen Polymab® Für Wb - P02452

Artikelnummer: CM0006868



Einführung

Kaninchen PolymAb® gegen Kollagen I/COL1A1 für Anwendungen WB, IHC-P und IF. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-Typ-I-Kollagen mit einem Molekulargewicht von 139 kDa. Ideal für Studien zur extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kollagen I/COL1A1 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1277
GeneID	1277
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1150-1250 von menschlichem Kollagen I/COL1A1 (NP_000079.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02452
Proteinmolekulargewicht	139 kDa
Versand	Eisbeutel