

Anti-Kollagen I/Col1A2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08123

Artikelnummer: CM0002420



Einführung

Kollagen I/COL1A2 Kaninchen-mAb für WB- und ELISA-Anwendungen. Validiert für Human, Maus, Ratte. Zielmolekulargewicht 129 kDa. Ideal für die Forschung an der extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kollagen I/COL1A2 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Kollagen I/COL1A2
Spezies	Human
GeneID (Human)	1278
GeneID	1278
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 des humanen Kollagen I/COL1A2 (NP_000080.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08123
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Eisbeutel