

Monoklonaler Anti-Collagen-I/Col1A2-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08123

Artikelnummer: CM0006551



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Collagen I/COL1A2, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Geeignet zur Untersuchung der extrazellulären Matrix sowie der Biologie von Sehnen, Bändern und Knochen. Kreuzreaktiv mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Collagen I/COL1A2 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Collagen I/COL1A2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1278
GeneID	1278
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P08123
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Kühlakku