

Anti-Kollagen I/Col1A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08123

Artikelnummer: CM0021019



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Kollagen I/COL1A2 gerichtet ist, geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Wertvoll für die Forschung an extrazellulärer Matrix, Knochen und Bindegewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kollagen I/COL1A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Kollagen I/COL1A2
Spezies	Mensch
GenID	1278 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1161-1260 von humanem Kollagen I/COL1A2 (NP_000080.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08123
Proteingewicht	129kDa
Versand	Eisbeutel