

Anti-Kollagen I/Col1A2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08123

Artikelnummer: CM0027501



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Kollagen I/COL1A2, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Kollagenbiologie, der extrazellulären Matrix und der Knochenmineralisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Kollagen I/COL1A2 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	OI4; EDSVCV; EDSARTH2; Kollagen I/COL1A2
Spezies	Human
GeneID (Human)	1278
GeneID	1278
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 501-600 des humanen Kollagen I/COL1A2 (NP_000080.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08123
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Kühlakku