


Anti-Kollagen II Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P02458

Artikelnummer: CM0023105



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Kollagen II (COL2A1). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Knorpelentwicklung und Skelettbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kollagen II Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AOM; ANFH; SEDC; STL1; COL11A3; Collagen II
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1280
Gen-ID	1280
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-200 von menschlichem Kollagen II (NP_001835.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02458
Proteinmasse	142 kDa
Versand	Eisbeutel