

Anti-Collagen Iii Alpha 1/Col3A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P02461

Artikelnummer: CM0024992



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Collagen III alpha 1 (COL3A1). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der extrazellulären Matrix und des Bindegewebes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Collagen III alpha 1/COL3A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EDS4A; EDSVASC; PMGEDSV; Collagen III alpha 1/COL3A1
Spezies	Mensch
GeneID (human)	1281
GeneID	1281
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1201-1301 von menschlichem Collagen III alpha 1/COL3A1 (NP_000081.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02461
Proteingewicht	139kDa
Versand	Eisbeutel