


Monoklonaler Anti-Kollagen-Iv-Antikörper Für Wb, Db, Elisa - P53420 / Q14031 / P08572 / P02462

Artikelnummer: CM0006635



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Kollagen IV, validiert für Western Blot, Dot Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Basalmembran und glomerulärer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-mAb gegen Kollagen IV
Bemerkungen/Alias	BFH; ATS2; BFH1; CA44; Kollagen IV
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1286/1288/1284/1282
Gen-ID	1286/1288/1284/1282
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1573–1690 des humanen COL4A4 (NP_000083.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53420/Q14031/P08572/P02462
Proteingewicht	164 kDa
Versand	Kühlakku