


Anti-Kollagen Iv Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q01955 / P29400 / P08572 / P02462

Artikelnummer: CM0004951



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen Kollagen IV Alpha-3-Kette (Goodpasture-Antigen) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA in menschlichen und Rattenproben. Geeignet für Basalmembran- und Angiogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kollagen IV Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ATS2; ATS3; BFH2; COL4A3/COL4A5/COL4A2/COL4A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1285/1287/1284/1282
Gen-ID	1285/1287/1284/1282
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1555-1669 von menschlichem COL4A3 (NP_000082.2) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q01955/P29400/P08572/P02462
Proteingewicht	162kDa
Versand	Eisbeutel