

Anti-Kollagen VI/Col6A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P12109

Artikelnummer: CM0028234



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Kollagen VI/COL6A1, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zur extrazellulären Matrix, Zelladhäsion und Muskeldystrophie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kollagen VI/COL6A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OPLL; BTHLM1; UCHMD1; Kollagen VI/COL6A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1291
GenID	1291
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-250 von menschlichem Kollagen VI/Kollagen VI/COL6A1 (NP_001839.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P12109
Proteingewicht	109kDa
Versand	Eisbeutel