

Anti-Kollagen VI/Col6A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P12109

Artikelnummer: CM0005481



Einführung

Rekombinanter Anti-Kollagen VI/COL6A1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattespezifisches COL6A1 (P12109). Ideal für die Forschung an extrazellulärer Matrix und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kollagen VI/COL6A1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	OPLL; BTHLM1; UCHMD1; Kollagen VI/COL6A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1291
Gen-ID	1291
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 37-235 von menschlichem Kollagen VI/COL6A1 (P12109) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12109
Proteingewicht	109kDa
Versand	Eisbeutel