


Anti-Collagen X/Col10A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q03692

Artikelnummer: CM0002802



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Collagen X/COL10A1 gerichtet ist, für WB- und ELISA-Anwendungen. Validiert in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Forschung an Knorpelmineralisation und Skeletterkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Collagen X/COL10A1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	COL10A1; Kollagen alpha-1(X) Kette; Collagen X/COL10A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1300
Gen-ID	1300
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von menschlichem Collagen X/COL10A1 (Q03692) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q03692
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel