


Anti-Kollagen X/Col10A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q03692

Artikelnummer: CM0022275



Einführung

Kollagen X/COL10A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen. Erkennt ein 66 kDa Protein. Geeignet für Knorpel- und Knochenmineralisierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kollagen X/COL10A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COL10A1; Kollagen alpha-1(X) Kette; Kollagen X/COL10A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1300
Gen-ID	1300
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 521-680 von menschlichem Kollagen X/COL10A1 (NP_000484.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q03692
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eisbeutel