

Anti-Kollagen Xvii/Col17A1 Kaninchen-Mak Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Umd9

Artikelnummer: CM0004736



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Kollagen XVII (COL17A1, BP180) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Ideal für die Forschung an Hemidesmosomen, Basalmembran und bullösem Pemphigoid.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kollagen XVII/COL17A1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	ERED; JEB4; BP180; BPA-2; BPAG2; LAD-1; BA16H23.2; Kollagen XVII/COL17A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1308
Gen-ID	1308
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1300-1400 von humanem Kollagen XVII/COL17A1 (Q9UMD9) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UMD9
Proteingewicht	150kDa
Versand	Eisbeutel