


Anti-Commd1 Polyclonal Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q8N668

Artikelnummer: CM0027054



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen COMMD1 (MURR1) für IF/ICC und ELISA. Detektiert menschliches, murine und ratten COMMD1 (21 kDa). Geeignet für Studien zum endosomalen Recycling, NF-κB und Kupferhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COMMD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MURR1; C2orf5; COMMD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	150684
GenID	150684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-190 von menschlichem COMMD1 (NP_689729.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N668
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel