


Anti-Commd5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzq3

Artikelnummer: CM0020956



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen COMMD5 (HCARG), validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt ein Gerüstprotein, das am endosomalen Recycling und der Regulation der Zellproliferation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COMMD5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HCARG; HT002; COMMD5
Spezies	Human
Gen-ID	28991
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-224 von humanem COMMD5 (NP_054785.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZQ3
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eistasche