


Anti-Comp Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P49747

Artikelnummer: CM0029287



Einführung

Polykloaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes COMP (Cartilage Oligomeric Matrix Protein), validiert für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Einsatz in der Forschung zu Knorpel-ECM und Osteoarthritis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COMP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1311
GeneID	1311
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-160 des humanen COMP (NP_000086.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49747
Proteinmasse	83 kDa
Versand	Eisbeutel