


Anti-Comp Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P49747

Artikelnummer: CM0017455



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes COMP (Thrombospondin-5) für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Knorpel, ECM und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COMP Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
Spezies	Mensch
GenID	1311
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-160 des humanen COMP (NP_000086.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49747
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel