


Anti-Comp Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49747

Artikelnummer: CM0003526



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Cartilage Oligomeric Matrix Protein (COMP, TSP5). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Knorpel- und ECM-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COMP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
Spezies	Human
GeneID (human)	1311
GeneID	1311
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem COMP (NP_000086.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P49747
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Eistasche