

Anti-Komplement C3 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für If-P, Elisa - P01024

Artikelnummer: CM0013238



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes Komplement C3 (aa 1364-1663). Validiert für IF-P und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung am Komplementweg und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Komplement C3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; Komplement C3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	718
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1364-1663 von humanem Komplement C3 (NP_000055.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01024
Proteingewicht	187kDa
Versand	Eisbeutel