

Anti-Komplement-C3-Kaninchen-Polymab Für Wb Und Elisa - P01024 / P01027

Artikelnummer: CM0009045



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Komplement C3 (C3, ASP, C3a, C3b), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-C3. Ideal für die Erforschung der Komplementkaskade, Entzündungsstudien und Untersuchungen des Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Komplement-C3-Kaninchen-PolymAb®
Bemerkungen/Alias	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p
Art	Mensch/Maus
GeneID (Mensch)	718
GeneID	718/12266
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1364–1663 des humanen/murinen Komplements C3 (NP_033908.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01024/P01027
Proteingewicht	186 kDa
Versand	Kühlakku