


Anti-Komplement C4A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P0C0L4

Artikelnummer: CM0010197



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Komplement C4A (SWISS: P0C0L4). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz (IF-P) und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Untersuchung des klassischen Komplementwegs und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Komplement C4A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	C4; RG; C4S; CO4; C4A2; C4A3; C4A4; C4A6; C4AD; CPAMD2; Komplement C4A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	720
Gen-ID	720
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 940-1237 von humanem Komplement C4A (P0C0L4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P0C0L4
Proteingewicht	193kDa
Versand	Eisbeutel