

Anti-Komplementfaktor B (Cfb) Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P00751

Artikelnummer: CM0017240



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanen Komplementfaktor B (CFB), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Komplementwegs und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Komplementfaktor B (CFB) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BF; FB; BFD; GBG; CFAB; CFB; PBF2; AHUS4; FBI12; H2-Bf; ARMD14; Komplementfaktor B (CFB)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	629
GenID	629
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 80-420 des menschlichen Komplementfaktors B (CFB) (NP_001701.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P00751
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel