

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Anti-Komplementfaktor B (Cfb) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00751

Artikelnummer: CM0020126



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanen Komplementfaktor B (CFB), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen zur Aktivierung des alternativen Komplementwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Komplementfaktor B (CFB) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	BF; FB; BFD; GBG; CFAB; CFBD; PBF2; AHUS4; FBI12; H2-Bf; ARMD14; Komplementfaktor B (CFB)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	629
Gen-ID	629
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00751
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel