

Polyklonaler Anti-Komplementfaktor-B-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P00751

Artikelnummer: CM0021491



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen den menschlichen Komplementfaktor B (CFB, P00751). Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben. Ein wichtiger Reagenz für die Erforschung des alternativen Komplementwegs, der angeborenen Immunität und damit verbundener Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Komplementfaktor-B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BF; FB; BFD; GBG; CFAB; CFBD; PBF2; AHUS4; FBI12; H2-Bf; ARMD14; Komplementfaktor B (CFB)
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	629
GeneID	629
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend den Aminosäuren 26–764 des menschlichen Komplementfaktors B (NP_001701.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P00751
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Kühlakku