

Anti-Komplementfaktor-D-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00746

Artikelnummer: CM0007445



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-anti-human-Komplementfaktor-D-(Adipsin)-Antikörper, validiert für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Erkennt die sezernierte Serinprotease mit einem Molekulargewicht von 27 kDa. Ideal für die Erforschung des alternativen Komplementwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Komplementfaktor-D-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; Komplementfaktor D
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1675
GeneID	1675
Immunogen	Rekombinantes Protein des menschlichen Komplementfaktors D
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00746
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlakku