

Anti-Komplementfaktor D Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00746

Artikelnummer: CM0023486



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanen Komplementfaktor D (Adipsin/CFD). Validiert für WB und ELISA, geeignet für die Erforschung des alternativen Komplementwegs, der angeborenen Immunität und entzündlicher Erkrankungen. 27 kDa sezernierte Serinprotease.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Komplementfaktor D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; Komplementfaktor D
Spezies	Human
GeneID (Human)	1675
GeneID	1675
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26-253 des humanen Komplementfaktors D (NP_001919.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P00746
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eistüte (Ice bag)